

ECOSANA

Medizinische
Kompressionsstrümpfe

ANZIEHTIPPS:

Am besten ziehen Sie die Strümpfe gleich nach dem Aufstehen an, da Ihre Beine zu diesem Zeitpunkt noch frei von Schwellungen sind. Haushaltsgummihandschuhe schonen den Strumpf und erleichtern das Anziehen. Im Fachhandel werden auch Spezial-Gummihandschuhe angeboten. Bitte beachten Sie: Schmuck und lange Fingernägel können den Strumpf beschädigen. Streifen Sie den Strumpf mit den Händen von unten nach oben über das Bein. Bitte sehen Sie vom Ziehen am Abschluss- oder Hafrand ab, es ist für das Gestrick nicht förderlich.

Anziehenanleitung, geschlossene Spitze



Wenden Sie den Strumpf bis zum Fuß „auf links“. Das Fußteil streifen Sie nun über die Zehen, danach über den Spann.



Das Beinteil ziehen Sie jetzt vorsichtig über die Ferse. Möglichst nicht am Abschluss oder Hafrand hochziehen.



Den restlichen Strumpf streifen Sie nun über das Bein, ohne ihn zu überdehnen. Der Strumpf sollte am Bein faltenfrei anliegen.

Anziehenanleitung, offene Spitze

Benutzen Sie die mitgelieferte Anziehhilfe aus Kunstseide bei Strümpfen mit offener Spitze. Sie erleichtert das Anziehen erheblich.



Ziehen Sie die Anziehhilfe so über den Fuß, dass diese bis kurz über die Ferse reicht.



Der Strumpf sollte nun leicht über die Anziehhilfe gleiten. Ziehen Sie ihn soweit an, dass die Ferse an der richtigen Stelle sitzt.



Die Anziehhilfe wird nun nicht mehr benötigt. Zum Ausziehen stülpen Sie den Vorfuß des Strumpfes wie abgebildet zurück.



Jetzt können Sie die Anziehhilfe gut über die Zehenspitzen herausziehen.



Rollen Sie den Vorfuß wieder nach vorne. Bitte streifen Sie den Strumpf gleichmäßig, ohne ihn zu dehnen hoch, bis er faltenfrei anliegt.



Schon-
waschgang



Nicht
chlorieren



Nicht
bügeln



Schonend
trocknen



Nicht chemisch
reinigen